



УЗД АПАРАТ GE LOGIQ E



Виробник
GE (General Electric)



Тип УЗ апарату
Портативний



Обл. дослідження
Загальні дослідження, Акушерство-гінекологія, Судинні дослідження, Кардіологія

Logiq E - це компактна діагностична система виробництва General Electric, призначена для проведення комплексних досліджень в області акушерства та гінекології, кардіології, педіатрії та хірургії, а також для інтраопераційних малоінвазивних втручань, таких як анестезіологія. Апарат має версію програмного забезпечення D (найстаріша версія) та останню версію. Новіші програмне забезпечення коштують дорожче, тому покращують процес обробки даних та

Сфера застосування апарату

УЗД апарат Logiq E застосовується в області:

- гарантійний період до 24 місяців
 - срок поставки 45 днів
 - доставка до місця монтажу
 - введення в експлуатацію і навчання персоналу входять у вартість
- Терапії
 - Акушерстві та гінекології
 - Кардіології
 - Ангіології
 - Анастезіології
 - Гастроентерології
 - Ендокринології

Режими сканування

Модель працює в наступних режимах:

- B-mode
- M-mode
- D-mode
- Режим віртуального конвексного сканування
- 2D

Функції

У функціоналі обладнання є можливості: Доступні опції Також ви отримуєте доступ до інноваційних технологій:

- CW постійно-хвильовий, PW імпульсно-хвильовий, енергетичний доплер;
- Режим віртуального конвексного сканування (трапецієвидне сканування);
- Тканинна гармоніка і панорамне сканування;
- Coded Excitation, ATO, ЦДК;
- CrossXBeam, (CRI), Logiq View;
- High-Res PDI, AUTO-IMT, SmartScan;
- CD/DVD;
- DICOM.




автоматично обчислює товщину комплексу інтима-медіа;





2. **TruScan** - платформа, що дозволяє отримати зображення відмінної якості і редагувати збережені «сирі» дані;
3. **High-Res PDI** дає можливість візуалізації кровотоку в областях неоваскуляризації;
4. **B-Steer + Needle Recognition** - технологія для катетеризації і маніпуляцій з голками;
5. **Follow-Up** - протокол для послідовного, системного ведення пацієнтів.

Основні переваги

У порівнянні з аналогами, **УЗД сканер GENERAL ELECTRIC LOGIQ E** чудово продемонстрував себе в області судинних досліджень. У вашому доступі технології для маніпуляцій під УЗД контролем і біопсії. Унікальною є наявність High-Res PDI, незамінної в онкології, для виявлення зон з неоваскуляризацією. Система оснащена протоколами для ведення пацієнтів, що дозволяє відстежувати динаміку і відповідь на терапію у пацієнтів, просто ввівши їх дані під час першого дослідження. Слід виділити функцію редагування початкових знімків після їх збереження, щоб поліпшити якість ехограм і уточнити діагноз. **Купити ультразвуковий сканер LOGIQ E** за вигідною ціною можна в магазині RH. Ми пропонуємо, як нову, так і б/в техніку з гарантією. Наші фахівці завжди допоможуть вам визначитися з вибором і підберуть пристрій, який не просто вписується в передбачений бюджет, а також оптимально відповідає вашим потребам. Співробітники компанії RH самостійно привезуть обладнання, підготують його до роботи, пояснять, як з ним працювати.

КЛІНІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ





ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стаціонарний або портативний - Портативний
- Клас діагностичної точності - Експертний
- LCD / ПК-дисплей

- Розмір монітора - 15
- Кількість портів - 1
- M-Mode
- Загальні розрахунки
- Акушерсько-гінекологічні розрахунки
- Кардіологічні розрахунки
- Судинні розрахунки