



TOSHIBA APLIO MX (SSA-780A)



Производитель



Тип УЗИ аппарата
Стационарный



Обл. исследования



Технология
4D (Real Time 3D) OB/GYN

Toshiba Aplio MX – удобная широкопрофильная система, которая удовлетворит потребности ЛПУ с большим количеством пациентов. Производитель позаботился о пакетах автоматических расчетов, качестве изображения, функционале - все на высшем уровне. Версии ПО: от V1.00 до V2.20. Доступные режимы и опции:

- 3D/4D объемная визуализация;
- 3D сканирование и 4D режим;
- Допплер: цветной, CW, PW, энергетический, тканевой;
- Панорамное сканирование;
- Трапецидальное сканирование;
- Дифференциальная тканевая гармоника;
- Стресс-эхокардиография;
- DTNI, Precision Imaging, QuickScan, ApliPure +;
- MicroPure, Advanced Dynamic Flow, Elast-Q;

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ:

- гарантийный период до 24 месяцев
- срок поставки до 45 дней
- бесплатная доставка
- бесплатное введение в эксплуатацию и обучение персонала

Технологии и функции состоят из:

1. **Elast-Q** - технология для оценки и количественного расчета эластографии;
2. **DTNI** - дифференциальная тканевая гармоника;
3. **Precision Imaging** – это технология для увеличения объема ультразвуковой информации о тканях путем анализа луча;
4. **ApliPure +** сохраняет важные для врача маркеры и улучшает качество УЗ-изображения за счет специального алгоритма кодирования изображения;
5. **Advanced Dynamic Flow (ADF)** технология для сосудистых исследований, суть работы которой - визуализация мелких сосудов и сложного кровотока в высоком разрешении;
6. **QuickScan** - опция подстройки идеальных параметров изображения с помощью 1 кнопки;
7. **MicroPure** - функция для выявления микрокальцинатов в тканях;

КЛИНИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стационарный или портативный – Стационарный
- Класс диагностической точности – Экспертный

- LCD/ЖК-дисплей
- Размер монитора — 19
- Количество портов — 3
- M-Mode
- Глубина сканирования — до 40 см
- Общие расчеты
- Акушерско-гинекологические расчеты
- Кардиологические расчеты
- Сосудистые расчеты
- Урологические расчеты
- Клинические изображения



(044) 29 95 362

г. Черновцы, пр. Независимости, 106

rh.net.ua@gmail.com