



PHILIPS CLEARVUE 350



Производитель



Тип УЗИ аппарата
Стационарный



Обл. исследования



Технология
4D (Real Time 3D) OB/GYN

Philips Clearvue 350 – это высокотехнологичный ультразвуковой сканер, который полностью соответствует современным потребностям в качестве изображения и позволяет существенно повысить достоверность результатов диагностики. Эргономичный дизайн, наличие дополнительных креплений для датчиков и кабелей, а также отдел для хранения медицинских инструментов позволяют использовать его для проведения клинических исследований непосредственно в палате пациента. Версии ПО: от V1.x (самая старая версия) до V2.x (последняя версия). В функционале оборудования имеются возможности: Также вы получаете

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ:

- гарантийный период до 24 месяцев
- срок поставки до 45 дней
- бесплатная доставка
- бесплатное введение в эксплуатацию и обучение персонала

- 3D/4D объемная визуализация;
- CW постоянно-волновой, PW импульсно-волновой, цветной, транскраниальный доплер;
- Высокочастотный импульсный доплер HPRF;
- Компрессионная эластография и эластография сдвиговой волны;
- Тканевая гармоника и панорамное сканирование;
- Режим виртуального конвексного сканирования (трапециидальное сканирование);
- Fusion 3D, XRES, iSCAN, Active Array;
- CD/DVD;
- DICOM.

доступ к инновационным технологиям:

1. **XRES** подавляет артефакты и повышает четкость отображения границ и контуров;
2. **iSCAN Intelligent Optimization** может быстро оптимизировать параметры сканирования в двумерном и доплеровском режимах;
3. **Active Array** – встроенные непосредственно в датчик, главные инструменты для улучшения визуализации в процессе сканирования;

КЛИНИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стационарный или портативный – Стационарный
- Класс диагностической точности – Экспертный

- LCD/ЖК-дисплей
- Размер монитора — 19
- Количество портов — 3
- M-Mode
- Общие расчеты
- Акушерско-гинекологические расчеты
- Кардиологические расчеты
- Сосудистые расчеты



(044) 29 95 362

г. Черновцы, пр. Независимости, 106

rh.net.ua@gmail.com